

## Koženka SILVERTEX

### Vlastnosti:

Vysoce kvalitní koženka, odolná vůči bakteriím, virům, ohni, skvrnám, krvi, moči, oleji, stálá na světle, pro interiéry i exteriéry, povrch 100% Vinyl, podklad 100% Polyester Hi-Loft, hmotnost 935 g/bm, šířka cca 137 cm, otěruvzdornost > 300.000 cyklů Martindale, nehořlavost dle EN 1021 1&2, ECE R 118.02 Anx. 6 - 8, DIN 4102 B2, ÖNORM B 3825/I & A 3800/I, PERMABLOK protection, ISO 14001, REACH, RoHS.

### Údržba:

Koženku SILVERTEX je vhodné pravidelně čistit vlhkým bavlněným hadříkem, pH neutrálním mýdlem s vlažnou vodou v poměru 1:9. K čištění nepoužívejte žádné silné a drsné prostředky a prostředky obsahující rozpouštědla, politury, vosky či chemické čističe. Používejte jen speciální čisticí prostředky pro čištění PVC koženek. Znečištění zejména od kuličkových psacích per, kávy, vína, krve nebo džínoviny by mělo být odstraněno okamžitě, protože později usazenou skvrnu již nepůjde v některých případech zcela odstranit.

## Koženka MEDIFLEX

### Vlastnosti:

Vysoce kvalitní koženka, odolná proti bakteriím, virům, mikrobům, plísním, krvi, moči, oleji, stálá na světle, pro zdravotnické interiéry, povrch 100% Vinyl, podklad 100% Polyamid, hmotnost 895 g/bm, šířka cca 140 cm, otěruvzdornost 400.000 cyklů Martindale, nehořlavost dle FMVSS302, EN 1021 1&2, biokompatibilita dle ISO 10993-5&10, bez ftalátů, ISO 14001, REACH

### Údržba:

Koženku MEDIFLEX je vhodné pravidelně čistit vlhkým bavlněným hadříkem, pH neutrálním mýdlem s vlažnou vodou v poměru 1:9. K čištění nepoužívejte žádné silné a drsné prostředky a prostředky obsahující rozpouštědla, politury, vosky či chemické čističe. Používejte jen speciální čisticí prostředky pro čištění PVC koženek. Znečištění zejména od kuličkových psacích per, kávy, vína, krve nebo džínoviny by mělo být odstraněno okamžitě, protože později usazenou skvrnu již nepůjde v některých případech zcela odstranit.